

Henrique José Piccin

- Esp. Restorative and Prosthetic Dentistry
- MBA in MKT
- National Sales Director of Bio-Art



Articulador



O que é Para que serve Quais as vantagens

Os articuladores são instrumentos que simulam as posições estáticas e dinâmicas dos maxilares.

Suas principais funções são:

- Análise oclusal (perspectivas Estética e Funcional);
- Diagnóstico de patologias oclusais;
- Plano de tratamento (enceramentos, mock-ups, guias cirúrgicos);
- Confecção de Restaurações Indiretas e Reabilitações;
- Confecção de Aparelhos Interoclusais (placas).

As principais vantagens de uso do articulador são:

- Maior visibilidade das relações oclusais estáticas e dinâmicas;
- Estética e função mais próxima da realidade clínica;
- Melhor comunicação Clínico-Laboratorial;
- Menos ajustes clínicos: preservação da qualidade do material e do acabamento;
- Diminuição das repetições: preservação da relação profissional x paciente e economia de tempo e dinheiro;
- Ensino acadêmico: permitir os estudantes a observarem os movimentos mandibulares no instrumento como ocorre na boca.

Requisitos desejáveis em um articulador:



Viabilizar a transferência do registro de um arco-facial;



Permitir movimentos amplos e precisos;



Construção rígida;



Conter um "stop" vertical anterior (pino incisal).