

MATERIAL SAFETY DATA SHEET



1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Empresa: Bio-Art Equipamentos Odontológicos Ltda
Nome do Produto: PLACA SOFT 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 mm
Uso/Aplicação do produto: Moldeiras p/ uso odontológico.
Registro ANVISA: Placa Soft Incolor Nº 10368240026
Placa Soft Colorida Nº 10368240019
Fornecido em embalagem metalizada. Produto não estéril.

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Componentes: EVA
Nome químico comum ou genérico: EVA (Copolímero Etileno/Acetato de Vinila)
Registro no Chemical Abstracts Service: (N.ºCAS 24937-78-8)

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Efeitos adversos à Saúde: Contato com a pele: Não irrita a pele.
Ingestão: Fisiologicamente inerte.
Contato com os olhos: Irritação mecânica.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Contato com os olhos: Remover produto dos olhos.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção apropriados: Utilizar pó químico seco para incêndios.
Perigos específicos: Fumaça densa emitida quando a queima se processa sem oxigênio suficiente.
Equipamentos especiais para proteção dos bombeiros: Usar proteção respiratória autônoma.

6. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Prevenção da exposição do trabalhador: Contato com os olhos: Usar óculos de segurança.
Condições de armazenamento: Armazenar em local limpo, arejado e protegido da umidade.

7. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Equipamento de proteção individual apropriado:
Proteção dos olhos: Óculos de proteção, se apropriado.
Proteção da pele e do corpo: Vestuário adequado.
Medidas de higiene: Consultar o Engenheiro ou Técnico de Segurança para seleção do equipamento de proteção individual, adaptado às condições de trabalho.

8. PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Estado físico: Sólido
Odor: Leve (Característico)
Massa específica: 0,94 g/cm³

9. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Instabilidade: Evitar temperaturas acima de 220°C (Liberação de gases combustíveis).
Produtos perigosos da decomposição: Gases combustíveis.

10. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Contato com olhos: Irritação mecânica.
Ingestão: Não há casos de intoxicação conhecidos.



11. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais.

12. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Restos de produtos:

Não dispor na rede pública de esgotos ou com lixo doméstico. Descartar adequadamente seguindo a legislação local. Reciclagem é um método adequado para disposição.

13. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

As características do produto não correspondem aos parâmetros oficiais que definem produtos perigosos para fins de transportes.

14. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações e recomendações apresentadas neste documento refletem o melhor conhecimento para o manuseio apropriado do produto em condições normais e não constituem especificações da qualidade do produto e somente se destinam a fornecer orientações gerais de precauções e segurança no uso do produto. Qualquer uso do produto que envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos é de responsabilidade do usuário.

Abril/2022